



**AKTION vom 01.03. bis 31.12.2024**

# **NSK Viva Mate G5** Mobile Zahnmedizin jetzt bis **35% sparen**

## • LED Mikromotor

Dieser kompakte Mikromotor mit LED-Licht wurde speziell für den mobilen Einsatz in der Zahnheilkunde konzipiert und wiegt nur 170 g inkl. Motorkabel. Trotz seiner Mobilität bietet er viele Möglichkeiten für unterschiedliche Indikationen und Anwendungen, denn alle Hand- und Winkelstücke sind sofort einsatzbereit.



## • Akkubetrieb

Dank seines Akkubetriebs ist die **Viva Mate G5** bis zu 2 Stunden autark und ohne Stromanschluss bei einer Drehzahl von 3.00 bis 30.000 U/min zu betreiben.

## • Fußsteuerung (optional)

Mit der optionalen Fußsteuerung wird die Geschwindigkeit ganz einfach reguliert - so bleibt der Fokus auf der Behandlung

## • Tragekoffer

Dieser Tragekoffer ist Teil des Lieferumfangs und bietet genügend Platz für VIVA Mate G5 und Übertragungsinstrumente



## Viva Mate G5

REF. Y1002801

Statt € 1.716,00

**Witt-Aktions-Preis € 1.110,00**

Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an  
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder [info@guenter-witt.de](mailto:info@guenter-witt.de)

<p> <input type="checkbox"/> <b>Viva Mate G5</b>  zum Witt-Aktions-Preis von <b>€ 1.176,00</b> </p>	<p> Ansprechpartner:  Datum:  Praxisstempel: </p>
---	---