



AKTION VOM 01.04. BIS 30.06.2024




Implantmed Plus SI-1023

ohne Motor mit Licht und ohne Winkelstück !

- Intuitives Bedienkonzept, großes, gut lesbares Display
- Ultrakurzer, leistungsstarker Elektromotor mit 6,2 Ncm Drehmoment
- Drehzahlbereich am Motor: 300 bis 40.000 rpm
- Genaue Drehmomentkontrolle, 5 – 70 Ncm
- Maschinelle Gewindeschneidfunktion
- Elektromotor mit Kabel, thermodesinfizierbar und sterilisierbar
- 12 Monate Garantie

Implantmed Plus SI-1023 REF 9000163

- Steuergerät
- Motor EM-19 mit 1,8 m Kabel inkl. 5 Schlauchösen
- Fußsteuerung S-N2 **mit Kabel**
- Stativ
- Universalablage
- Netzkabel
- 3 Einweg-Kühlmittelschläuche



statt € 3.899,00

Witt-Aktions-Preis € 2.999,00

Motor EM-19 mit 1,8 m Kabel inkl. 5 Schlauchösen **zusätzlich ?**

statt € 1.546,00

Witt-Aktions-Preis € 1.314,00



Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder E-Mail: info@guenter-witt.de

<input type="checkbox"/> W&H Implantmed Plus SI-1023 Witt- Aktions_Preis € 2.999,00	Ansprechpartner: Datum: Praxisstempel:
<input type="checkbox"/> W&H Implantmed Motor ohne Licht € 1.314,00 Witt- Aktions_Preis	