




AKTION VOM 01.04. BIS 30.06.2024



Implantmed Classic SI-923

Ohne Licht & ohne Hand- oder Winkelstück

- Intuitives Bedienkonzept, großes, gut lesbares Display
- Ultrakurzer, leistungsstarker Elektromotor mit 5,5 Ncm Drehmoment
- Drehzahlbereich am Motor: 300 bis 40.000 rpm
- Genaue Drehmomentkontrolle, 5 – 70 Ncm
- Maschinelle Gewindeschneidfunktion
- Elektromotor mit Kabel, thermodesinfizierbar und sterilisierbar
- 12 Monate Garantie



Implantmed Classic SI-923 bestehend aus:

- Steuergerät
- Motor EM-19 mit 1,8 m Kabel inkl. 5 Schlauchösen
- Fußsteuerung S-N2
- Stativ
- Universalablage
- Netzkabel
- 3 Einweg-Kühlmittelschläuche

statt € 3.644,00 REF 90000161

Witt-Aktions-Preis € 2.787,00

Motor EM-19 mit 1,8 m Kabel inkl. 5 Schlauchösen zusätzlich ?

statt € 1.546,00 REF 30185000

Witt-Aktions-Preis € 1.314,00



Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder E-Mail: info@guenter-witt.de

| | |
|--|---|
| <p>___ W&H Implantmed ClaSSIC SI-923 Witt- Aktions_Preis € 2.787,00</p> <p>___ W&H Implantmed ClaSSIC Motor € 1.314,00 Witt- Aktions_Preis</p> | <p>Ansprechpartner:</p> <p>Datum:</p> <p>Praxisstempel:</p> |
|--|---|

Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer/Versand, gültig vom 01.04.-30.06.2024. Irrtümer, Druckfehler etc. vorbehalten. Der Umtausch von sterilen Produkten ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe www.guenter-witt.de. Weitere Angebote und Varianten aus unserem Produktportfolio erhalten Sie gerne auf Anfrage.