

## AKTION VOM 01.04. BIS 30.06.2024



### W&H - Synea Power Edition

### >>> Die perfekten Kronentrenner <<<

Zahnersatz aus Zirkon wird immer häufiger verwendet. Allerdings wurde den Schwierigkeiten beim Schneiden und Entfernen der Restaurationen bei Bedarf nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Aufgrund seiner hohen Biegefestigkeit und Härte ist die Entfernung von Zirkon ein Problem. Versuche, zahnmedizinisches Zirkon zu schneiden, führen häufig zur Zerstörung mehrerer Bohrer, zu Zeitverlust bei der Behandlung und zu Frustration bei Zahnarzt und Patient oder Patientin!

<p><b>WK-900 LT</b> Winkelstück 1:4, 3-fach Spray, Kopfgröße Ø 10,7 mm, Druckknopfspannung für FG Bohrer Ø 1,6 mm</p>  <p><b>Aktions-Preis € 1.110,00</b> statt € 1.830,00</p>	<p><b>WG-900 LT</b> Winkelstück 1:4, 3-fach Spray, Kopfgröße Ø 10,7 mm, Druckknopfspannung für FG Bohrer Ø 1,6 mm</p>  <p><b>Aktions-Preis € 840,00</b> statt € 1.390,00</p>	<p><b>WG-900 A</b> Winkelstück 1:4, 3-fach Spray, Kopfgröße Ø 10,7 mm, Druckknopfspannung für FG Bohrer Ø 1,6 mm</p>  <p><b>Aktions-Preis € 675,00</b> statt € 1.110,00</p>
---	---	--

Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an  
 Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder E-Mail: [info@guenter-witt.de](mailto:info@guenter-witt.de)

<table> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>___ WK-900LT</td> <td>Witt-Aktions-Preis</td> <td><b>€ 1.110,00</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>___ WG900LT</td> <td>Witt-Aktions-Preis</td> <td><b>€ 840,00</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>___ WG-900A</td> <td>Witt-Aktions-Preis</td> <td><b>€ 675,00</b></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	___ WK-900LT	Witt-Aktions-Preis	<b>€ 1.110,00</b>	<input type="checkbox"/>	___ WG900LT	Witt-Aktions-Preis	<b>€ 840,00</b>	<input type="checkbox"/>	___ WG-900A	Witt-Aktions-Preis	<b>€ 675,00</b>	<p>Ansprechpartner:                  Datum:                  Praxisstempel:</p>
<input type="checkbox"/>	___ WK-900LT	Witt-Aktions-Preis	<b>€ 1.110,00</b>										
<input type="checkbox"/>	___ WG900LT	Witt-Aktions-Preis	<b>€ 840,00</b>										
<input type="checkbox"/>	___ WG-900A	Witt-Aktions-Preis	<b>€ 675,00</b>										