



AKTION vom 01.03. – 31.12.2025



iCare Automatisches Pflegegerät

für 2 Hand-/Winkelstücke + 2 Turbinen oder 3 Hand-/Winkelstücke + 1 Turbine

Vorteile:

- iCare setzt einen Standard im Bereich der Instrumenten-Pflegesysteme.
- In seinem eleganten Gehäuse vereint es einfache Handhabung sowie viele praktische Funktionen, um eine komplette Instrumentenpflege für bis zu vier Instrumente in einem Pflegezyklus durchzuführen.
- Abhängig von dem zu pflegendem Instrument ist die Pflegemittelmenge voreingestellt und der Pflegeablauf startet mit einem simplen Tastendruck.
- Das Spannzangen-Reinigungssystem hält die Spannzange sauber und im Ausblasmodus, mit dem überschüssiges Öl zuverlässig aus dem Instrument entfernt wird, können Sie die Dauer des Ausblasens selbst festlegen.
- iCare hat sehr kompakte Abmessungen und ist daher sehr platzsparend und das attraktive Design passt sich in jede Praxisumgebung ein.



Inhalt: • iCare Einheit • Netzkabel • Spannzangen-Düse • NSK Pflegeöl 1l • Spraynebelfilter Set • Öl-Sprühschutz • Druckluftschlauch

iCare C2 REF: Y1002787 -> 2 Hand-/Winkelstücke + 2 Turbinen (für -> NSK, KaVo, Sirona, W&H, Bien Air)
statt € 2.278,00

Aktionspreis € 1.618,00

iCare C3 REF: Y1002788 -> 3 Hand-/Winkelstücke + 1 Turbine (für -> NSK, KaVo, Sirona, W&H, Bien Air)
statt € 2.429,00

Aktionspreis € 1.725,00

Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder info@witt-dental.de

<input type="checkbox"/> _____ NSK iCare C2 REF: Y1002787 zum Witt-Preis von € 1.,618,00	Ansprechpartner: Herr/Frau Datum: Praxisstempel:
<input type="checkbox"/> _____ NSK iCare C3 REF: Y1002788 zum Witt-Preis von € 1.725,00	
<input type="checkbox"/> NSK <input type="checkbox"/> KaVo <input type="checkbox"/> Sirona <input type="checkbox"/> W&H <input type="checkbox"/> Bien Air	
ZWINGEND ERFORDERLICHE ANGABE: Innendurchmesser der Druckluftschnellkupplung	
<input type="checkbox"/> 6 mm <input type="checkbox"/> 9mm <input type="checkbox"/> 12 mm	