



**AKTION vom 01.03. bis 30.06.2025**

## **NSK** iSD900 Prothetikschauber und **38%** sparen

### **KABELLOSER PROTHETIKSCHRAUBER mit Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)**

#### **Vorteile**

- Zeiteinsparung durch automatisches Befestigen von Halte-/Abutmentschrauben
- Universell einsetzbar für alle gängigen Implantatsysteme
- Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)
- Frei wählbare Drehmomente zwischen 10 und 40 Ncm
- Drehzahl vorwählbar (15, 20 oder 25/min)
- Ergonomischer Ein/Aus-Schalthebel
- Benutzerfreundliche LCD-Digitalanzeige
- Fortschrittliche Akku- und Ladetechnologie (Induktion)

### **iSD900 Prothetikschauber REF Y1001358**

statt 1.838,00

**Witt-Aktions-Preis € 1.131,00**



Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an  
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder [info@witt-dental.de](mailto:info@witt-dental.de)

**iSD900 Prothetikschauber**  
zum Witt-Aktions-Preis von **€ 1.131,00**

Ansprechpartner:

Datum:

Praxisstempel: