



AKTION vom 01.03. bis 31.12.2025

NSK Viva Mate G5 Mobile Zahnmedizin jetzt bis 35% sparen

• LED Mikromotor

Dieser kompakte Mikromotor mit LED-Licht wurde speziell für den mobilen Einsatz in der Zahnheilkunde konzipiert und wiegt nur 170 g inkl. Motorkabel. Trotz seiner Mobilität bietet er viele Möglichkeiten für unterschiedliche Indikationen und Anwendungen, denn alle Hand- und Winkelstücke sind sofort einsatzbereit.

• Akkubetrieb

Dank seines Akkubetriebs ist die Viva Mate G5 bis zu 2 Stunden autark und ohne Stromanschluss bei einer Drehzahl von 3.00 bis 30.000 U/min zu betreiben.

• Fußsteuerung (optional)

Mit der optionalen Fußsteuerung wird die Geschwindigkeit ganz einfach reguliert - so bleibt der Fokus auf der Behandlung

• Tragekoffer

Dieser Tragekoffer ist Teil des Lieferumfangs und bietet genügend Platz für VIVA Mate G5 und Übertragungsinstrumente



Viva Mate G5

REF. Y1002801

Statt € 1.767,00

Witt-Aktions-Preis € 1.143,00

Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder info@witt-dental.de

| | |
|--|---|
| <p><input type="checkbox"/> Viva Mate G5 zum Witt-Aktions-Preis von € 1.143,00</p> | <p>Ansprechpartner: Datum: Praxisstempel:</p> |
|--|---|