

AKTION vom 01.09. – 31.12.2025

SCHICK DENTAL Q3 PROFI LABORANLAGE

Vorteile:

- Leistungsstarke Technik, selbst für schwere Schleif-, Trenn- und Fräsarbeiten geeignet
- Q3 Profi Handstück mit Soft-Grip Oberfläche
- Helles OLED-Display (Knie- und Tischsteuerung)
- Rechts-/Linkslauf
- TempomatSchaltbarte Drehzahlbegrenzung (Fußsteuerung)
- Optional: Powerstick
- 200 – 50.000 U/min 9Ncm



Kniestuerung

- Kniestuerung Art.-Nr. 10775
- Fußsteuerung Art.-Nr. 10778
- Tischsteuerung Art.-Nr. 10783

Lieferumfang:

- Steuergerät
- Motorhandstück mit Kabel
- Handstückablage
- Netzkabel



Fußsteuerung



Tischsteuerung

statt € 2.131,00

Aktions-Preis € 1.690,00



Powerstick (optional)*

Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder E-Mail: info@witt-dental.de

☐ **Schick Q3 Profi**
zum Aktions-Preis von **€ 1.690,00**
bitte ankreuzen:

☐ Kniestuerung ☐ Fußsteuerung ☐ Tischsteuerung

Optional: Leistungssteigerung für Q3 Profi/Q3 Basic um 10.000 U/min und 2 Ncm Drehmoment.

☐ **Powerstick ***
zum Aktions-Preis statt 316,00 **€ 265,00**

Ansprechpartner: Herr/Frau

Datum:

Praxisstempel: