



AKTION VOM 01.01. BIS 31.12.2025



Implantmed Classic SI-923

Ohne Licht & ohne Hand- oder Winkelstück

- Intuitives Bedienkonzept, großes, gut lesbares Display
- Ultrakurzer, leistungsstarker Elektromotor mit 5,5 Ncm Drehmoment
- Drehzahlbereich am Motor: 300 bis 40.000 rpm
- Genaue Drehmomentkontrolle, 5 – 70 Ncm
- Maschinelle Gewindeschneidefunktion
- Elektromotor mit Kabel, thermodesinfizierbar und sterilisierbar
- 12 Monate Garantie

Implantmed Classic SI-923 bestehend aus:

- Steuergerät
- Motor EM-19 mit 1,8 m Kabel inkl. 5 Schlauchösen
- Fußsteuerung S-N2
- Stativ
- Universalablage
- Netzkabel
- 3 Einweg-Kühlmittelschläuche

statt € 3.757,00 REF 90000161

Witt-Preis € 2.875,00



Motor EM-19 mit 1,8 m Kabel inkl. 5 Schlauchösen **zusätzlich ?**

statt € 1.594,00 REF 30185000

Witt-Preis € 1.355,00



Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder E-Mail: info@guenter-witt.de

		Ansprechpartner:
		Datum:
		Praxisstempel:
☐	W&H Implantmed Classic SI-923 Witt- Aktions_Preis	€ 2.875,00
☐	W&H Implantmed Classic Motor Witt- Aktions_Preis	€ 1.355,00