

MASTERSurg Chirurgiepaket inklusive Chirurgie-Instrument

Besonderheiten:

- optimale Bedienung durch LCD Touchscreen mit eleganter Glasfront
- Flexibilität durch Multi-Programm Betrieb zum Speichern der individuellen Anwender, Behandlungsabläufe, Anwendungen und Implantatsysteme
- kabelloser Multifunktions-Fußanlasser für ein entspanntes Arbeiten
- sicher durch Anzeige des Drehmomentverlaufs sowie digitale Dokumentationsmöglichkeit der Behandlungsparameter auf einer SD Karte

MASTERSurg LUX Wireless verfügt wie das EXPERTSurg LUX über die einzigartige automatische Drehmomentkalibrierung des Motors und Überprüfung der Instrumente.

Weitere Eigenschaften:

- ergonomisches Arbeiten durch intuitive Bedienung, großes Farbdisplay, einfachste Programmierung und optische Darstellung der Behandlungsschritte, leichte und flexible Motorleitung sowie einen leichten und kurzen Motor inkl. bewährter KaVo MINI LED.
- hohe Patientensicherheit und Gerätezuverlässigkeit durch Anzeige des max. aufgetretenen Drehmomentes, konstantes Drehmoment dank SMARTdrive, thermodesinfizierbaren sowie sterilisierbaren Motor und Motorleitung, zerlegbaren und einfach zu reinigenden Fußanlasser sowie vollständig desinfizierbare Geräteoberflächen.



Lieferumfang:

- Gerät MASTERSurg LUX Wireless • großer Touchscreen mit Farbdisplay (4,3") • kabelloser multifunktionaler Fußanlasser
- autoklavierbarer bürstenloser Chirurgiemotor • INTRA LUX S600 LED • autoklavierbare Motorleitung S600 (Kabellänge 2 m) • Schlauchset (außengeführter steriler Kühlmittelschlauch zum einmaligen Gebrauch, 5 Stück) • sterilisierbare Motor- und Instrumentenablage • Aufhängung für Kühlmittel • integrierte Kühlmittelpumpe • Netzleitung • Batterien Alkaline Typ AA/LR6 (3 Stück) • SD Speicherkarte

+ SURGmatic S201 XL Pro

statt € 6.594,00



Witt-Aktionspreis

€ 4.298,00

Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder E-Mail: info@guenter-witt.de

MASTERSurg LUX inkl. SURGmatic S201 XL Pro
zum Witt-Aktionspreis von **€ 4.298,00**

Ansprechpartner:

Datum:

Praxisstempel: