



PRÄZISION IM DETAIL
Günter Witt

Günter Witt GmbH
Fritz-Reichle-Ring 2
78315 Radolfzell
T +49 7732 9828-0
F +49 7732 9828-28
info@guenter-witt.de
www.guenter-witt.de

Abutment, kompatibel mit allen Implantaten (z.B. NEODENT in Straumann Group) für abnehmbare & festsitzende Prothesen



OT EQUATOR KIT für Implantate, Ref. 130*

Witt-Preis € 115,00

Kit beinhaltet:

- 1 x OT Equator Abutment, Titan + TiN (Titanitrid)
- 1 x Metallgehäuse
- 1 x Schutzscheibe
- 4 x Retentionskappen (1 x ExtraSoft, 1 x Soft, 1 x Standard, 1 x Strong)

Ausgleich der Divergenz von max. 30°
zwischen zwei Implantaten.



OT EQUATOR KIT SMART BOX für Implantate, Ref. 131*

Witt-Preis € 125,00

Kit beinhaltet:

- 1 x OT Equator Abutment, Titan + TiN (Titanitrid)
- 1 x eloxiertes SMART BOX Gehäuse mit Positionierkappe
- 1 x Schutzscheibe
- 4 x Retentionskappen (1 x ExtraSoft, 1 x Soft, 1 x Standard, 1 x Strong)

Ausgleich der Divergenz von max. 50°
zwischen zwei Implantaten.



OT EQUATOR Abutment Titan + TiN (Titanitrid),

Witt-Preis € 80,00

Ref. 030*

Passendes Zubehör:



Werkzeugsatz zum Einsetzen und Entfernen der Kappen, Ref. 485IC

Witt-Preis € 39,00



OT EQUATOR Vierkantschlüssel, Quadrat 1,25mm (Schraubendreher und Halter), Ref. 774CHE

Witt-Preis € 42,00



Analogstifte für das Labor, 2 Stück, Ref. 144AE

Witt-Preis € 38,00



Transferkappen mit Pickup-Technik, 2 Stück, Ref. 044CAIN

Witt-Preis € 25,00



Ratsche mit Torque Control

(für OT Equator, Sphero Block und Flex 15/35 Ncm - Max 50 Ncm Torque,
empfohlen 25 Ncm), Ref. 760CRD

Witt-Preis € 310,00



BESTELLFORMULAR

- OT EQUATOR KIT** für Implantat, Ref. 130,
zum Witt-Preis € 115,00
**Ergänzende Detailangaben*, zwingend notwendig,
bitte in der Tabelle unten eintragen**
- OT EQUATOR KIT SMART BOX** für Implantate, Ref. 131
zum Witt-Preis € 125,00
**Ergänzende Detailangaben*, zwingend notwendig,
bitte in der Tabelle unten eintragen**
- OT EQUATOR Abutment**, Ref. 030
zum Witt-Preis € 80,00
**Ergänzende Detailangaben*, zwingend notwendig,
bitte in der Tabelle unten eintragen**
- Werkzeugsatz zum Einsetzen u. Entfernen der Kappen**, Ref. 485IC
zum Witt-Preis € 39,00
- OT EQUATOR Vierkantschlüssel**
zum Witt-Preis € 42,00
- 2 x Analogstifte** für das Labor, Ref. 144AE
zum Witt-Preis € 38,00
- 2 x Transferkappen**, Ref. 144MTE
zum Witt-Preis € 36,00
- Ratsche mit Torque Control**, Ref. 760CRD
zum Witt-Preis € 310,00

Ansprechpartner:

Datum:

Praxisstempel:

* Bestellungen mit Angaben, die sich im Nachhinein als fehlerhaft erweisen,
können nicht zurück genommen und müssen berechnet werden.

***Zwingend notwendige Angaben, bitte eintragen!**

Anzahl	Ref. 130	Ref. 131	Ref. 030	Implantathersteller	Typ Implantat	Innen- Diameter	Gingivahöhe