



Wurzelstifte



OT EQUATOR PIVOT KIT

Länge 7 mm Ref. 333PEK7
Länge 9 mm Ref. 333PEK9
Länge 10 mm Ref. 333PEK10

Witt-Preis € 85,00

Ausgleich der Divergenz von max. 30°
zwischen zwei Wurzelstiften.

Kit beinhaltet:

2 x Wurzelstifte 7, 9 oder 10 mm (gleiche Länge)
2 x eloxiertes Titangehäuse
2 x Retentionskappe - gelb „extra soft“ 600 g
2 x Retentionskappe - rosa „soft“ 1200 g
2 x Retentionskappe - weiß „standard“ 1800 g
2 x Schutzscheibe



OT EQUATOR PIVOT Wurzelstift

Länge 7 mm Ref. 333PTE7
Länge 9 mm Ref. 333PTE9
Länge 10 mm Ref. 333PTE10

Witt-Preis € 38,00

In Kombination mit dem Smart Box Kit
kann eine Divergenz von max. 50° zwischen
zwei Wurzelstiften ausgeglichen werden.



SMART BOX KIT, Ref. 335SBC

Kit beinhaltet:

1 x eloxiertes SMART BOX Gehäuse mit schwarzer Positionierkappe
1 x Schutzscheibe, rosa
4 x Retentionskappen (1 x ExtraSoft, 1 x Soft, 1 x Standard, 1 x Strong)

Witt-Preis € 80,00



Passender FRÄSER zu den Wurzelstiften

Länge 7, 9 oder 10 mm, Ref. A01MOG

Witt-Preis € 15,00



Werkzeugsatz zum Einsetzen und Entfernen der Kappen, Ref. 485IC

Witt-Preis € 39,00

BESTELLFORMULAR

- OT EQUATOR PIVOT KIT** zum Witt-Preis € 85,00
- 7 mm Ref. 333PEK7 9 mm Ref. 333PEK9 10 mm Ref. 333PEK10
- OT EQUATOR PIVOT Wurzelstift** zum Witt-Preis € 38,00
- 7 mm Ref. 336PTE7 9 mm Ref. 336PTE9 10 mm Ref. 336PTE10
- SMART BOX KIT**, Ref. 335SBC zum Witt-Preis € 45,00
- FRÄSER**, Ref. A01MOG zum Witt-Preis € 15,00
- WERKZEUGSATZ**, Ref. 485IC zum Witt-Preis € 39,00

Ansprechpartner:

Datum:

Praxis: