



D A S U N T E R N E H M E N F Ü R Z A H N M E D I Z I N I S C H E G E R Ä T E



1983-2023

Komponenten für Brücken

DT
Bridge

PREISLISTE 2024

RHEIN83



FESTER ZAHNERSATZ ODER BRÜCKE

| | |
|---|------|
| <i>Brückenpfeiler OT Equator</i> | S. 3 |
| <i>Gerät zur Messung der Gingivahöhe</i> | S. 3 |
| <i>Abutments für festsitzenden Zahnersatz</i> | S. 3 |
| <i>Abutments für festsitzenden Zahnersatz</i> | S. 4 |
| <i>Einheilabutments</i> | S. 4 |
| <i>Abdruck-Transfer</i> | S. 4 |
| <i>Analogstifte für das Labor</i> | S. 5 |
| <i>OT Equator Scan Abutment</i> | S. 5 |
| <i>Schrauben</i> | S. 5 |
| <i>Werkzeuge</i> | S. 5 |
| <i>Werkzeuge</i> | S. 6 |
| <i>T-BAR medizinischer Stahl</i> | S. 6 |
| <i>T-BAR Titan</i> | S. 6 |
| <i>T-BAR Werkzeuge</i> | S. 6 |
| <i>Ersatzteile</i> | S. 7 |

BRÜCKENPFEILER OT EQUATOR



Ref. 030

- 1 OT EQUATOR TITANABUTMENT MIT TiN-BESCHICHTUNG

CHF 95,00

GERÄT ZUR MESSUNG DER GINGIVAHÖHE



Ref. 008MBG

SET INHALT

- 1 MANSCHETTENHÖHEN-SCHIEBELEHRE
- 1 MANSCHETTENHÖHENMESSGERÄT MIT FESTEM STAB
- 1 SPENDER FÜR SILIKONRINGE
- 20 SILIKONRINGE

CHF 95,00

KIT 42



Ref. BE42
+ n° 42 OT
EQUATOR
(Ref. 030 ist zu wählen)

- 1 SORTIMENTSSATZ (autoklavierbar)
42 BRÜCKENPFEILER OT EQUATOR + TiN
*DAS SET 42 KANN ENTSPRECHEND DER BEVORZUGTEN MARKEN UND HÖHEN INDIVIDUELL ANGEPAßT WERDEN. BEI DER BESTELLUNG DIE ANZAHL UND SPEZIFIKATIONEN FÜR JEDEN GEWÜNSCHTENBRÜCKENPFEILERTYP ANGEBEN.
(Werkzeuge nicht im Set enthalten)*

CHF 3530,00



Ref. BE42

- 1 SORTIMENTS KASTEN BRÜCKENPFEILER OT EQUATOR (OHNE BRÜCKENPFEILER)

CHF 142,00

ABUTMENTS FÜR FESTSITZENDEN ZAHNERSATZ



Ref. MTSEG

Ø3,5mm

Ref. MT40SEG

Ø4mm

Ref. MT50SEG

Ø5mm

TITAN-BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE

SET INHALT:

- 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE ZUM VERKLEBEN h9,5mm Ø 3,5mm
- 1 TITAN-SCHRAUBE h2mm
- 2 SEEGER, WEISS MIT GRIFF
- 1 ROSA SEEGER MIT GRIFF

CHF 46,00



Ref. MMSEG

Ø3,5mm

Ref. MM40SEG

Ø4mm

MINI EXTRAGRADE TITANABUTMENT

SET INHALT:

- 1 MINI EXTRAGRADE TITANABUTMENT ZUM ZEMENTIEREN h5,7mm
- 1 TITANSCHRAUBE FÜR MINI EXTRAGRADE TITANAUFBAU
- 2 WEISSE SEEGER MIT GRIFF
- 1 ROSA SEEGER MIT HANDGRIFF

CHF 46,00



Ref. MTSFEG

Ø3,5mm

Ref. MTEG15SF

Ø4mm

EXTRAGRADE TITANABUTMENTEN MIT 15° NEIGUNG

SET INHALT:

- 1 EXTRAGRADE TITAN-ABUTMENT MIT 15° NEIGUNG ZUM ZEMENTIEREN
- 2 WEISSE SEEGER MIT GRIFF
- 1 ROSA SEEGER MIT HANDGRIFF
- 1 KUGELFÖRMIGE TITANSCHRAUBE FÜR 15° GENEIGTES ABUTMENT

CHF 77,00

ABUTMENTS FÜR FESTSITZENDEN ZAHNERSATZ



Ref. CMEG40C

Ø4mm

AUSBRENNBARER BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE

SET INHALT:

- 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE ZUM VERKLEBEN h9,5mm Ø 3,5mm
- 1 TITAN-SCHRAUBE h2mm
- 2 SEEGER, WEISS MIT GRIFF
- 1 ROSA SEEGER MIT GRIFF

CHF 46,00



Ref. MCEG15SF

Ø4mm

AUSBRENNBARER BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE OHNE BOHRUNG

SET INHALT:

- 1 AUSBRENNBARER BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE (NUR ERHÄLTLICH MIT Ø 4,0mm)
- 2 SEEGER, WEISS MIT GRIFF
- 1 SEEGER, ROSA MIT GRIFF

CHF 46,00



Ref. CMTFP

h1,8mm

Ref. CMTB30FP

h3mm

TITAN-BRÜCKENPFEILER MIT DURCHGANGSBOHRUNGEN FÜR PROVISORIUM AUS HARZ MIT VERSTÄRKTEM DRAHT

SET INHALT:

- 1 TITANVERBINDUNG MIT LATERALEN LÖCHERN (NUR MIT Ø 3,5 mm ERHÄLTLICH)
- 1 TITANSCHRAUBE h2 mm
- 2 WEISSE SEEGER MIT GRIFF
- 1 ROSA SEEGER MIT GRIFF

CHF 46,00



Ref. MT40GL

Ø4mm

TITAN-BRÜCKENPFEILER ZUM ENDORALEN VERSCHWEISSEN

SET INHALT:

- 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE ZUM ENDORALEN VERSCHWEISSEN h9,5mm Ø 4,0 mm
- 1 SCHRAUBE h2mm
- 2 SEEGER, WEISS MIT GRIFF
- 1 ROSA SEEGER MIT GRIFF

CHF 46,00

EINHEILABUTMENTS



Ref. 159VAG

HEILSCHRAUBE UND -RING

SET INHALT:

- 1 SELBSTZIEHENDE TITAN-SCHRAUBE OT EQUATOR
- 1 TITAN-HEILRING

CHF 35,00



Ref. 159EAG

OT EQUATOR UND HEILRING

SET INHALT:

- 1 TITAN + TIN OT ÄQUATOR SCHRAUBE FÜR HEILRING
- 1 TITAN-HEILRING

CHF 42,00



Ref. 159VEA

- 1 Titan + TiN OT Äquatorschraube (für selbstausziehbaren Peek-Ring oder selbstausziehbaren Titan-Heilring)

CHF 30,00

ABDRUCK - TRANSFER



Ref. 144TLE

- 1 TITAN OT ÄQUATOR LANGER ABDRUCKPFOSTEN + LANGE SCHRAUBE aus TITAN h11,5mm

CHF 52,00



Ref. 144TTE

- 1 TITAN OT EQUATOR ABDRUCKPFOSTEN + TITANSCHRAUBE h6 mm

CHF 52,00



Ref. 144MTE

- 2 ABDRUCKPFOSTEN OT EQUATOR FÜR INDIVIDUELLEN ABDRUCKLÖFFEL

CHF 43,00



Ref. TPM2

- 2 MINI ABDRUCKPFOSTEN OT EQUATOR h3,7mm

CHF 33,00

ANALOGSTIFTE FÜR DAS LABOR



Ref. 144AE

• 2 ANALOGSTIFTE FÜR DAS LABOR ø 4mm

CHF 45,00

Ref. AI502

• 2 ANALOGSTIFTE FÜR DAS LABOR ø 5mm

CHF 45,00



Ref. 144AVC4

• 1 ANALOGSTIFT FÜR DAS LABOR MIT SCHRAUBE FÜR CAD/CAM ø 4mm

CHF 28,00

Ref. 144AVC5

• 1 1 ANALOGSTIFT FÜR DAS LABOR MIT SCHRAUBE FÜR CAD/CAM ø 5mm

CHF 28,00

OT EQUATOR SCAN ABUTMENT



Ref. 145SAE

• 1 OT EQUATOR SCAN ABUTMENT + SCHRAUBE

CHF 100,00

SCHRAUBEN



Ref. 147VME

• 1 TITANSCHRAUBE FÜR EXTRAGRADE ABUTMENT
(für Schraubendreher/Schaft für geneigten Kanal)

CHF 18,00



Ref. 146VMI

• 1 KUGELFÖRMIGE TITANSCHRAUBE FÜR GENEIGTES ABUTMENT
(für Schraubendreher/Schaft für geneigten Kanal)

CHF 18,00



Ref. 148VCM

• 1 TITANSCHRAUBE FÜR MINI-EXTRAGRADE-ABUTMENT
(für Schraubendreher/Schaft für geneigten Kanal)

CHF 18,00



Ref. VC

• 1 TITANSCHRAUBE FÜR EXTRAGRADE ABUTMENT h2mm

CHF 18,00



Ref. VM

• 1 TITANSCHRAUBE FÜR EXTRAGRADE ABUTMENT h6mm

CHF 18,00



Ref. VXL

• 1 TITANSCHRAUBE FÜR EXTRAGRADE ABUTMENT h11,5mm

CHF 18,00

WERKZEUGE



Ref. 774CHE

• 1 QUADRATSCHLÜSSEL + HALTER ZUM EINSCHRAUBEN VON OT EQUATOR
(QUADRAT 1.25mm) (ZUR VERWENDUNG MIT DREHMOMENTRATSCHKE)

CHF 50,00

Ref. 775CLE*

(*Long version)



Ref. 774HC

• 1 AUSTAUSCHBARER HALTER

CHF 10,00



Ref. 760CSC

• 1 SCHRAUBENDREHER MIT SCHAFT Ø 2,35mm
FÜR CHIRURGISCHES WINKELSTÜCK FÜR GEWINKELTEN KANAL
(VIERKANT 1,25MM) UND ADAPTER FÜR MANUELLEN
DREHMOMENTSCHLÜSSEL







CHF 46,00

Ref. 760CS*




(*lange Version)

FESTER ZAHNERSATZ ODER BRÜCKE




WERKZEUGE

| | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------|
|  | Ref. 760ACC | • 1 SCHRAUBENDREHER MIT SCHAFT Ø 2,35mm FÜR ABGEWINKELTEN KANALADAPTER (MIT MANUELLEM DREHMOMENTSCHLÜSSEL VERWENDBAR) | CHF 65,00 |
|  | Ref. 760CE | • 1 EQUATOR SCHRAUBENDREHER MIT SCHAFT Ø 2,35MM FÜR CHIRURGISCHES WINKELSTÜCK UND FÜR MANUELLEN DREHMOMENTSCHLÜSSEL UND ADAPTER-HALTER (QUADRAT 1,25MM) | CHF 46,00 |
|  | Ref. 760CRD-US | • 1 MANUELLER DREHMOMENTSCHRAUBER FÜR OT EQUATOR DREHMOMENTBEREICH : 15-35 NCM - MAX . ERLAUBT 50NCM | CHF 283,00 |
|  | Ref. 124ICP | • 1 UNIVERSAL-GRIFF | CHF 18,00 |
|  | Ref.490IS | • 1 EINSETZER/AUSZIEHER FÜR SEEGER FÜR FESTSITZENDE PROTHESE MIT EINSETZER, AUSZIEHER UND ETUI | CHF 50,00 |
|  | Ref.190IS | • 1 EINSETZ- UND PRÜFWERKZEUG FÜR FESTSITZENDE PROTHESEN SEEGER | CHF 22,00 |

T-BAR MEDIZINISCHER STAHL

| | | | |
|--|-------------------|--|------------------|
|  | Ref. G80A | • 4 VERBINDUNGEN AUS MEDIZINISCHEM STAHL | CHF 38,00 |
|  | Ref. T20A | • 4 ZYLINDER AUS MEDIZINISCHEM STAHL | CHF 10,00 |
|  | Ref. T20Ai | • 4 RETENTIONSZYLINDER AUS MEDIZINISCHEM STAHL | CHF 15,00 |

















T-BAR TITAN

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|------------------|
|  | Ref. G80T | • 4 VERBINDUNGEN AUS TITAN | CHF 44,00 |
|  | Ref. T20T | • 4 ZYLINDER AUS TITAN | CHF 24,00 |
|  | Ref. T20Ti | • 4 RETENTIONSZYLINDER AUS TITAN | CHF 29,00 |

T-BAR WERKZEUGE

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
|  | Ref. T-APLUS | • 2 ADAPTER T-BAR | CHF 57,00 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|

ERSATZTEILE

| | | | |
|---|-----------------------|---|------------------|
|  | Ref. RMTSFEG | • 1 BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE NEIGUNG 15° Ø 3,5mm | CHF 64,00 |
| | Ref. RMTEG15SF | • 1 BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE NEIGUNG 15° Ø 4,0mm | |
|  | Ref. RMTSEG | • 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE Ø 3,5mm | CHF 35,00 |
| | Ref. RMT40SEG | • 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE Ø 4mm | |
| | Ref. RMT50SEG | • 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE Ø 5mm | |
|  | Ref. RMMSEG | • 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER MINI EXTRAGRADE Ø 3mm | CHF 35,00 |
| | Ref. RMM40SEG | • 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER MINI EXTRAGRADE Ø 4mm | |
|  | Ref. GCMR | • 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR GENEIGTEN BRÜCKENPFEILER Ø 3,5mm | CHF 18,00 |
| | Ref. GCMR4 | • 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR GENEIGTEN BRÜCKENPFEILER Ø 4,0mm | |
|  | Ref. GC | • 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR TITAN-BRÜCKENPFEILER Ø 3,5mm | CHF 15,00 |
| | Ref. GC4 | • 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR TITAN-BRÜCKENPFEILER Ø 4m | |
| | Ref. GC5 | • 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR TITAN-BRÜCKENPFEILER Ø 5mm | |
|  | Ref. GMM | • 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR MINI TITAN-BRÜCKENPFEILER Ø 3,5mm | CHF 15,00 |
| | Ref. GMM4 | • 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR MINI TITAN-BRÜCKENPFEILER Ø 4mm | |
|  | Ref. MTFP | • 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER MIT DURCHGANGSBOHRUNGEN FÜR PROVISORIUM AUS HARZ MIT VERSTÄRKTEM DRAHT h1,8mm (ERHÄLTLICH NUR MIT Ø 3,5mm) | CHF 35,00 |
| | Ref. MTB30FP | • 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER MIT DURCHGANGSBOHRUNGEN HARZ-DRAHT-KLAMMER h3mm(ERHÄLTLICH NUR MIT Ø 3,5m) | |
|  | Ref. HR800 | • 1 GEBOGENER SPEZIALTITANDRAHT OHNE RÜCKDEHNUNG Ø 1,0mm | CHF 10,00 |
|  | Ref. MEG40C | • 1 AUSBRENNBARER BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE Ø 4,0 mm | CHF 33,00 |
|  | Ref. RMCEG15SF | • 1 AUSBRENNBARER BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE OHNE BOHRUNG ERHÄLTLICH NUR MIT Ø 4,0mm | CHF 33,00 |
|  | Ref. SM6 | • 6 SEEGER, WEISS MIT GRIFF (STANDARD-DICHTUNG) | CHF 36,00 |
|  | Ref. SRM6 | • 6 SEEGER, ROSA MIT GRIFF (SOFT-DICHTUNG) | CHF 36,00 |
|  | Ref. 022RGO | • 3 AUSBRENNBARE VERBINDUNGEN | CHF 10,00 |
|  | Ref. FSS | • 1 FRÄSE FÜR DIE REINGUNG DER SEEGER SITZE | CHF 65,00 |
|  | Ref. OC | • 1 OT CEM (SET INHALT: 1 ZWEIKOMPONENTEN-SPRITZE mit 5 ml, 10 SPITZE MIT MISCHFUNKTION) | CHF 58,00 |
|  | Ref. TOC | • 10 SPITZE MIT MISCHFUNKTION | CHF 14,00 |



RHEIN83

Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA (ITALY)

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396
Fax (+39) 051 245238

MOD. D395SP REV.01 del 12/09/2023

Distributor

PRAXIS
LABOR
SERVICE



FOLGER

Folger GmbH

Zelgstrasse 2

8280 Kreuzlingen, Schweiz

Telefon: +41 (0) 71 672 58 68

Telefax: +41 (0) 71 672 58 70

E-Mail: info@folger-gmbh.ch

Internet: www.folger-gmbh.ch

