

| | |
|----------------------|--|
| Kunde: | Hersteller und Lieferant: |
| Telefonnummer | gke GmbH Auf der Lind 10 65529 Waldems Telefon: 06126 9432-0 |

gke Clean-Record® Reinigungsprozessüberwachungsindikatoren für **Ultraschallreinigungsbäder**

Nachfüllpackungen mit selbstklebenden Reinigungsprozessüberwachungsindikatoren zur Überprüfung von Ultraschallbädern, auf Karten mit je 4 Indikatoren zum Herausbrechen. Die Indikatoren werden im Ultraschallindikator-Stativ-Halter senkrecht und/oder waagrecht im Flüssigkeitsvolumen platziert und können anschließend zur Dokumentation aufgeklebt werden.

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Stück / VE Einzel Indik. | Preis netto* | Gesamtpreis netto* |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 810-111 | W-U-CPI-Y Ultraschall-Reinigungsprozessindikatoren (Farbe: gelb) | 40 | | |
| 810-112 | | 120 | | |
| 810-211 | W-U-CPI-G Ultraschall-Reinigungsprozessindikatoren (Farbe: grün) | 40 | | |
| 810-212 | | 120 | | |
| 810-311 | W-U-CPI-B Ultraschall-Reinigungsprozessindikatoren (Farbe: blau) | 40 | | |
| 810-312 | | 120 | | |
| 810-411 | W-U-CPI-R Ultraschall-Reinigungsprozessindikatoren (Farbe: rot) | 40 | | |
| 810-412 | | 120 | | |
| 800-014 EDM | W-U-L1-4 Einführungspack mit 4 Bögen zu jeweils 4 Ultraschall-Reinigungsprozessüberwachungsindikatoren Level 1 (gelb), Level 2 (grün), Level 3 (blau), Level 4 (rot) | 16 | | |
| 800-115 | W-U-HO-7 Stativ-Halter, 7cm Edelstahlstange | 1 | | |
| 800-116 | W-U-HO-20 Stativ-Halter, 20cm Edelstahlstange inkl. Kreuzverbinder | 1 | | |
| 800-117 | W-U-HO-40 Stativ-Halter, 40cm Edelstahlstange inkl. Kreuzverbinder | 1 | | |

*Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Stand: 01.01.2021

Mit Ihrer Unterschrift bestellen Sie die oben aufgeführten Leistungen. **Rechnungsstellung und Lieferung** erfolgen durch **gke**.

Ort/Datum

Unterschrift/Stempel