

SeptoCid AF forte Flächendesinfektionsmittel - Konzentrat

- ohne Aldehyde, Alkohol und Phenol
- bakterizide und viruzide Wirkung
inkl. MRSA, TBC, INFLUENZA, NORO, ADENO, POLIO
Covid-19 wirksam
- VAH gelistet, RKI/DVV SV 40
- MRSA gem. EN 13727 nur 1% / 1 Min.
- gute Reinigungskraft, hohe Materialverträglichkeit



Desinfektionsreiniger ohne Aldehyde, zur viruziden Aufbereitung von medizinischen Oberflächen gemäß MPG, zur desinfizierenden Reinigung von Flächen und Böden gemäß der Biozid-Verordnung.

Zur Desinfektion im Wischverfahren gemäß RKI/DVV Richtlinien in OP, Ambulanz, Intensiv, Dialyse u.v.m. Zur Desinfektion von Medizinprodukten wie OP-Tische, OP-Leuchten, Sonden, Kabel und Zubehör. Zur Desinfektion von Flächen und Gegenständen in nicht-medizinischen Bereichen wie z.B. der Lebensmittelindustrie (HACCP chemical check Gutachten) und vielen anderen hygienischen Bereichen.

Wirkung: bakterizid, viruzid

Einwirkzeiten (bakterizid, fungizid):

Bakterien, Candida albicans gemäß VAH/DVV	0,5% / 15 min.	1,0% / 5 min.
TbB (M.terrae) gemäß EN 14348	0,5% / 30 min.	1,0% / 15 min.
MRSA gemäß DIN 13727	1,0% / 1 min.	0,5% / 15 min.

Einwirkzeiten (begrenzt viruzid):

Covid-19, HBV, HCV, HIV gemäß RKI/DVV	0,5% / 15 min.
---------------------------------------	----------------

Einwirkzeiten (viruzid):

Noro-Virus gemäß EN 14476	0,5% / 15 min.
Polyma-Virus SV40 gemäß EN 14476/RKI/DVV	1,0% / 15 min.
Polio-, Adeno-Virus gemäß EN 14476	3,0% / 30 min.

Dosierflasche á 1000 ml Ref. 2006045

Kanister á 5 l Ref. 2006046

Witt-Preis € 19,50

Witt-Preis € 85,00

Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder E-Mail: info@guenter-witt.de

<p> <input type="checkbox"/> SeptoCid Dosierflasche á 500 ml, Ref. 2006045 zum Witt-Preis von € 19,50 </p> <p> <input type="checkbox"/> SeptoCid Kanister á 5 l, Ref. 2006046 zum Witt-Preis von € 85,00 </p>	<p>Ansprechpartner: Herr/Frau</p> <p>Datum:</p> <p>Praxisstempel:</p>
---	---