

SinAlc sensitive – ohne Alkohol Flächendesinfektion

- gebrauchsfertig
- ohne Alkohol
- wirkt in 1 Minute
- breites Wirkungsspektrum inkl. TBC
- schnelle und einfache Handhabung
- hohe Materialverträglichkeit
- geprüft und VAH gelistet
- Zulassung als Medizinprodukt IIa (0124)



Gebrauchsfertige, aldehyd- und alkoholfreie Flächendesinfektion für empfindliche Oberflächen sowie Medizinprodukte.

Geeignet zur hygienischen Aufbereitung von empfindlichen Flächen und Gegenständen, z.B. Untersuchungsliegen und Behandlungstühle (Kunstleder), Acrylglas, Ultraschallsonden, medizinische Möbel u.v.m.

Wirkung: bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (**wirksam gegen behüllte Viren**)

Einwirkzeiten:

Bakterien inkl. MRSA, EN 1276, EN 13697	1 Min.
Candida albicans nach EN 1650, EN 1275, EN 13697	1 Min.
Behüllte Viren (SARS-CoV-2 , HIV, HBV, HCV, nach RKI/DVV)	1 Min.
Rota-Viren nach BGV/DVV	1 Min.
Noro-Viren nach EN 14476	30 Sek.

Listung, Gutachten: VAH gelistet, IHO gelistet, Materialtest SKAI Bezüge und Ultraschallsonden

Spritzflasche á 1000 ml Ref. 2010111
Verpackungseinheit: 10 Stück

Witt-Preis € 11,00

Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder E-Mail: info@guenter-witt.de

<p>_____ SinAlc sensitive 10 Flaschen á 1000 ml, Ref. 2010111 zum Witt-Preis von € 110,00</p>	<p>Ansprechpartner: Herr/Frau</p> <p>Datum:</p> <p>Praxisstempel:</p>
---	---