

Kunde:	Hersteller gke GmbH Auf der Lind 10 D-65529 Waldems Telefon: 0049 6126 9432-0
Telefonnummer	

gke Dokumentationssysteme

gke Steri-Record® 3-zeilige doppelt-selbstklebende Etiketten (750 Etiketten pro Rolle) mit verbesserten Klebeeigenschaften. Mit Symbolen für Produktions- und Verfallsdatum, für alle **gke** Etikettierzangen. Zum Aufkleben auf Pakete und zur anschließenden Patientendokumentation. Jede Packung enthält eine Farbbrolle.

Etikettierzange mit Etiketten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Einzelpreis netto*	Gesamtpreis netto*
240-820	D-G-NL Etikettierzange → NL= numerische Variante: Die erste Druckzeile enthält 3 alphanumerischen Zeichen zur Darstellung von Initialen sowie 9 numerische Zeichen zur Aufzeichnung von Sterilisator-, laufender Chargen- und Inhaltsnummer des Siebes			
240-853 240-861 240-862 240-863 240-864	Etiketten ohne ProzessIndikator (750 Stk./Rolle) D-L-DA-R (Farbe: rot), 4 Rollen D-L-DA-G (Farbe: grün), 12 Rollen D-L-DA-B (Farbe: blau), 12 Rollen D-L-DA-R (Farbe: rot), 12 Rollen D-L-DA-Y (Farbe: gelb), 12 Rollen			
240-883 240-871 240-872 240-873 240-874	Etiketten mit ProzessIndikator (750 Stk./Rolle) C-S-L-1-DA-R (Farbe: rot), 4 Rollen C-S-L-1-DA -G (Farbe: grün), 12 Rollen C-S-L-1-DA -B (Farbe: blau), 12 Rollen C-S-L-1-DA -R (Farbe: rot), 12 Rollen C-S-L-1-DA -Y (Farbe: gelb), 12 Rollen			

Etiketten für Software-gesteuerte Drucker

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Einzelpreis netto*	Gesamtpreis netto*
211-342 211-349	Etiketten, doppelt, selbstklebend, C-S-L1, 60x40-SC-DA (Menge 800) Einzeletikett 35x58mm, Trägermaterial 38x60mm, Rollenkern-Ø 3" / Rollenaußen- Ø 12cm C-S-L1, 80x40-SC-DA (Menge 800) Einzeletikett 35x78mm, Trägermaterial 38x80mm, Rollenkern-Ø 3" / Rollenaußen- Ø 12cm			
211-142 211-149	Etiketten, einfach, selbstklebend, ablösbar C-S-L1, 60x40-SA-R (Menge 1.000) Einzeletikett 35x58mm Rollenkern-Ø 3" / Rollenaußen- Ø 11cm C-S-L1, 80x40-SA-R (Menge 1.000) Einzeletikett 35x58mm Rollenkern-Ø 3" / Rollenaußen- Ø 11cm			

Container-Siegel-Plombe

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Einzelpreis netto*	Gesamtpreis netto*
211-362	Container-Plombe aus Papier, Menge: 1008 C-S-L-1-CS, selbstklebend, mit Indikator-Pin 75 x 3,5 mm			

*Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Stand: 01.01.2022

Mit Ihrer Unterschrift bestellen Sie die oben aufgeführten Leistungen. Die **Rechnungsstellung und Lieferung** erfolgt durch den oben angegebenen Hersteller und Lieferanten.

Ort/Datum

Unterschrift/Stempel