

<b>Kunde:</b>	<b>Hersteller und Lieferant:</b>
<b>Telefonnummer</b>	<b>gke GmbH</b> Auf der Lind 10 65529 Waldems Telefon: 06126 9432-0

## **gke Clean-Record®** Reinigungsprozessüberwachungsindikatoren für **Ultraschallreinigungsbäder**

Nachfüllpackungen mit selbstklebenden Reinigungsprozessüberwachungsindikatoren zur Überprüfung von Ultraschallbädern, auf Karten mit je 4 Indikatoren zum Herausbrechen. Die Indikatoren werden im Ultraschallindikator-Stativ-Halter senkrecht und/oder waagrecht im Flüssigkeitsvolumen platziert und können anschließend zur Dokumentation aufgeklebt werden.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stück / VE Einzel Indik.	Preis netto*	Gesamtpreis netto*
810-111	<b>W-U-CPI-Y</b> Ultraschall-Reinigungsprozessindikatoren (Farbe: gelb)	40		
810-112		120		
810-211	<b>W-U-CPI-G</b> Ultraschall-Reinigungsprozessindikatoren (Farbe: grün)	40		
810-212		120		
810-311	<b>W-U-CPI-B</b> Ultraschall-Reinigungsprozessindikatoren (Farbe: blau)	40		
810-312		120		
810-411	<b>W-U-CPI-R</b> Ultraschall-Reinigungsprozessindikatoren (Farbe: rot)	40		
810-412		120		
<b>800-014 EDM</b>	<b>W-U-L1-4</b> <b>Einführungspack mit 4 Bögen zu jeweils 4</b> <b>Ultraschall-Reinigungsprozessüberwachungsindikatoren</b> <b>Level 1 (gelb), Level 2 (grün), Level 3 (blau), Level 4 (rot)</b>	<b>16</b>		
800-115	<b>W-U-HO-7</b> Stativ-Halter, 7cm Edelstahlstange	1		
800-116	<b>W-U-HO-20</b> Stativ-Halter, 20cm Edelstahlstange inkl. Kreuzverbinder	1		
800-117	<b>W-U-HO-40</b> Stativ-Halter, 40cm Edelstahlstange inkl. Kreuzverbinder	1		

\*Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Stand: 01.01.2022

Mit Ihrer Unterschrift bestellen Sie die oben aufgeführten Leistungen. **Rechnungsstellung und Lieferung** erfolgen durch **gke**.

Ort/Datum

Unterschrift/Stempel