



D A S U N T E R N E H M E N F Ü R Z A H N M E D I Z I N I S C H E G E R Ä T E



1983-2023

Komponenten für Brücken

DT
Bridge

PREISLISTE 2025

RHEIN83



KOMPONENTEN FÜR OT BRIDGE

<i>Abutment OT Equator</i>	S. 3
<i>Gerät zur Messung der Gingivahöhe</i>	S. 3
<i>KIT 42</i>	S. 3
<i>All on four OT Bridge Set with OT Equator Abutments</i>	S. 3
<i>Titanium 4 T-Base Extragrade Set</i>	S. 4
<i>Titanium T-Base für festsitzende Prothesen</i>	S. 4
<i>T-BASE für festsitzende OT Bridge</i>	S. 5
<i>Einheilabutments</i>	S. 5
<i>Abdruck - Transfer</i>	S. 5
<i>Analogstifte für das Labor</i>	S. 6
<i>OT Equator Scan Abutment</i>	S. 6
<i>Schrauben</i>	S. 6
<i>Werkzeuge</i>	S. 6
<i>Werkzeuge</i>	S. 7
<i>T-Bar medizinischer Stahl</i>	S. 7
<i>T-Bar Titan</i>	S. 7
<i>T-Bar Werkzeuge</i>	S. 7
<i>Ersatzteile</i>	S. 8

ABUTMENT OT EQUATOR



Ref. 030

- 1 OT EQUATOR TITANABUTMENT MIT TiN-BESCHICHTUNG

CHF 94,00

GERÄT ZUR MESSUNG DER GINGIVAHÖHE



Ref. 008MBG

SET INHALT

- 1 GINGIVAHÖHEN--SCHIEBELEHRE

CHF 82,00

KIT 42



Ref. BE42
+ n° 42 OT
EQUATOR
(Ref. 030 wählen)

- 1 SORTIMENT SET (autoklavierbar)
+ 42 OT EQUATOR +TiN ABUTMENTS

DAS SET42 KANN FÜR UNTERSCHIEDLICHE IMPLANTATMARKEN, IMPLANTATDURCHMESSER UND GINGIVAHÖHEN ZUSAMMENGESTELLT WERDEN. BITTE GEBEN SIE BEI DER BESTELLUNG DIE MENGE UND VORGENANNT SPEZIFIKATIONEN FÜR JEDES ABUTMENT AN.

(Werkzeuge sind nicht im Set enthalten)

CHF 3.529,00



Ref. BE42

- 1 LEERE BOX FÜR SORTIERTE OT EQUATOR ABUTMENTS

CHF 141,00

ALL ON FOUR OT BRIDGE SET MIT OT EQUATOR ABUTMENTS



NEW

Ref. AO4N

ALL ON FOUR OT EQUATOR + EXTRAGRADE

SET INHALT:

- 4 OT EQUATOR TITANIUM ABUTMENTS MIT TiN Beschichtung
- 4 TITANIUM EXTRAGRADE T-BASE
- 4 PINK SEEGER MIT GRIFF (WEICHE RETENTION)
- 8 WEISSE SEEGER MIT GRIFF (STANDARD RETENTION)
- 4 TITANIUM SCHRAUBE FÜR EXTRAGRADE T-BASE

CHF 412,00

Ref. AO4M

ALL ON FOUR OT EQUATOR + EXTRAGRADE MINI

SET INHALT:

- 4 OT EQUATOR TITANIUM ABUTMENTS MIT TiN Beschichtung
- 4 TITANIUM EXTRAGRADE T-BASE MINI
- 4 PINK SEEGER MIT GRIFF (WEICHE RETENTION)
- 8 WEISSE SEEGER MIT GRIFF (STANDARD RETENTION)
- 4 TITANIUM SCHRAUBE FÜR EXTRAGRADE T-BASE

CHF 412,00

Ref. AO4A

ALL ON FOUR OT EQUATOR + EXTRAGRADE 15°

SET INHALT:

- 4 OT EQUATOR TITANIUM ABUTMENTS MIT TiN Beschichtung
- 4 TITANIUM EXTRAGRADE T-BASE inklusive AT 15°
- 4 PINK SEEGER MIT GRIFF (WEICHE RETENTION)
- 8 WEISSE SEEGER MIT GRIFF (STANDARD RETENTION)
- 4 TITANIUM SCHRAUBE FÜR EXTRAGRADE T-BASE

CHF 494,00

TITANIUM 4 T-BASE EXTRAGRADE SET



NEW!

DAS 4 T-BASE EXTRAGRADE SET, ENTHÄLT VIER KOMPLETTE EXTRAGRADE T-BASIS ZUR HERSTELLUNG EINES RAHMENS MIT DEM OT BRIDGE - SYSTEM.

Ref. AO4SEG

Ø 3,5 mm

Ref. AO440SEG

Ø 4 mm

Ref. AO450SEG

Ø 5 mm

4 T-BASE EXTRAGRADE

SET INHALT:

- 4 TITANIUM EXTRAGRADE T-BASE
- 4 PINK SEEGER MIT GRIFF (SOFT RETENTION)
- 8 WEISSE SEEGER MIT GRIFF (STANDARD RETENTION)
- 4 TITANIUM SCHRAUBEN FÜR EXTRAGRADE T-BASE

CHF 165,00

Ref. AO4MSEG

Ø 3,5 mm

Ref. AO4M40SEG

Ø 4 mm

4 T-BASE EXTRAGRADE MINI

SET INHALT:

- 4 TITANIUM EXTRAGRADE T-BASE MINI
- 4 PINK SEEGER MIT GRIFF (SOFT RETENTION)
- 8 WEISSE SEEGER MIT GRIFF (STANDARD RETENTION)
- 4 TITANIUM SCHRAUBE FÜR EXTRAGRADE T-BASE

CHF 165,00

Ref. AO4SFEG

Ø 3,5 mm

Ref. AO4EG15SF

Ø 4 mm

4 T-BASE EXTRAGRADE 15°

SET INHALT:

- 4 TITANIUM EXTRAGRADE T-BASE inklusive AT 15°
- 4 PINK SEEGER MIT GRIFF (WEICHE RETENTION)
- 8 WEISSE SEEGER MIT GRIFF (STANDARD RETENTION)
- 4 TITANIUM SCHRAUBE FÜR EXTRAGRADE T-BASE

CHF 282,00

TITANIUM T-BASE FÜR FESTSITZENDE PROTHESEN



Ref. MTSEG

Ø 3,5 mm

Ref. MT40SEG

Ø 4 mm

Ref. MT50SEG

Ø 5 mm

EXTRAGRADE TITANIUM ABUTMENT

SET INHALT:

- 1 TITAN EXTRAGRADE T-BASE ZUM ZEMENTIEREN h9,5mm
- TITANSCHRAUBE h2mm
- 2 WEISSE SEEGER MIT GRIFF
- 1 PINK SEEGER MIT GRIFF (WEICHE RETENTION)

CHF 46,00



Ref. MMSEG

Ø 3,5 mm

Ref. MM40SEG

Ø 4 mm

MINI EXTRAGRADE TITANIUM ABUTMENT

SET INHALT:

- 1 TITANIUM EXTRAGRADE T-BASE MINI ZUM ZEMENTIEREN h5,7mm
- 1 TITANIUM SCREW FÜR MINI EXTRAGRADE TITANIUM ABUTMENT
- 2 x WEISSE SEEGER MIT GRIFF (STANDARD RETENTION)
- 1 PINK SEEGER MIT GRIFF (WEICHE RETENTION)

CHF 46,00



Ref. MTSFEG

Ø 3,5 mm

Ref. MTEG15SF

Ø 4 mm

EXTRAGRADE TITANIUM ABUTMENT MIT 15° NEIGUNG

SET INHALT:

- 1 EXTRAGRADE-T-BASIS AUS TITAN MIT EINER NEIGUNG VON 15° ZUM ZEMENTIEREN
- 2 WEISSE SEEGER MIT GRIFF
- 1 PINK SEEGER MIT GRIFF (WEICHE RETENTION)
- 1 KUGELFÖRMIGE TITAN-SCHRAUBE FÜR 15° GENEIGTES ABUTMENT

CHF 76,00

T-BASE FÜR FESTSITZENDE PROTHESE



Ref. CMEG40C

Ø4mm

AUSBRENNBARER BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE MIT BOHRUNG

SET INHALT:

- 1 AUSBRENNBARES UPGRADE T-BASE
- 1 TITAN-SCHRAUBE h2mm
- 2 WEISSE SEEGER MIT GRIFF
- 1 PINK SEEGER MIT GRIFF

CHF 46,00



Ref. MCEG15SF

Ø4mm

AUSBRENNBARER BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE OHNE BOHRUNG

SET INHALT:

- 1 AUSBRENNBARER BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE (NUR ERHÄLTICH MIT Ø 4,0mm)
- 2 WEISSE SEEGER MIT GRIFF
- 1 PINK SEEGER MIT GRIFF

CHF 46,00



Ref. CMTFP

h1,8mm

Ref. CMTB30FP

h3mm

TITAN-BRÜCKENPFEILER MIT DURCHGANGSBOHRUNGEN FÜR PROVISORIUM AUS HARZ MIT VERSTÄRKTEM DRAHT

SET INHALT:

- 1 TITANVERBINDUNG MIT LATERALEN LÖCHERN (NUR MIT Ø 3,5 mm ERHÄLTICH)
- 1 TITANSCHRAUBE h2 mm
- 2 WEISSE SEEGER MIT GRIFF
- 1 PINK SEEGER MIT GRIFF

CHF 46,00



Ref. MT40GL

Ø4mm

TITAN-BRÜCKENPFEILER ZUM ENDORALEN VERSCHWEISSEN

SET INHALT:

- 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE ZUM ENDORALEN VERSCHWEISSEN h9,5mm Ø 4,0 mm
- 1 SCHRAUBE h2mm
- 2 WEISSE SEEGER MIT GRIFF
- 1 PINK SEEGER MIT GRIFF

CHF 46,00

EINHEILABUTMENTS



Ref. 159VAG

SCHRAUBE UND EINHEILRING

SET INHALT:

- 1 TITAN-SCHRAUBE OT EQUATOR
- 1 TITAN-EINHEILRING

CHF 34,00



Ref. 159EAG

OT EQUATOR UND EINHEILRING

SET INHALT:

- 1 TITANIUM + TIN OT EQUATOR-SCHRAUBE FÜR EINHEILRING
- 1 TITANIUM EINHEILRING

CHF 41,00



Ref. 159VEA

- 1 Titan + TiN OT EQUATOR-SCHRAUBE (für selbstausziehbaren Peek-Ring oder selbstausziehbaren Titan-Heilring)

CHF 29,00

ABDRUCK - TRANSFER



Ref. 144TLE

- 1 TITAN OT EQUATOR LANGER ABDRUCKPFOSTEN + LANGE SCHRAUBE aus TITAN h11,5mm

CHF 52,00



Ref. 144TTE

- 1 TITAN OT EQUATOR ABDRUCKPFOSTEN + TITANSCHRAUBE h6 mm

CHF 52,00



Ref. 144MTE

- 2 ABDRUCKPFOSTEN OT EQUATOR FÜR INDIVIDUELLEN ABDRUCKLÖFFEL

CHF 42,00



Ref. TPM2

- 2 MINI ABDRUCKPFOSTEN OT EQUATOR h3,7mm

CHF 33,00

FESTSITZENDE PROTHESE OT BRIDGE

ANALOGSTIFTE FÜR DAS LABOR

	Ref. 144AE	• 2 ANALOGSTIFTE FÜR DAS LABOR ø 4mm	CHF 45,00
	Ref. AI502	• 2 ANALOGSTIFTE FÜR DAS LABOR ø 5mm	CHF 45,00
	Ref. 144AVC4	• 1 ANALOGSTIFT FÜR DAS LABOR MIT SCHRAUBE FÜR CAD/CAM ø 4mm	CHF 27,00
	Ref. 144AVC5	• 1 1 ANALOGSTIFT FÜR DAS LABOR MIT SCHRAUBE FÜR CAD/CAM ø 5mm	CHF 27,00

OT EQUATOR SCAN ABUTMENT



Ref. 145SAE	• 1 OT EQUATOR SCAN ABUTMENT + SCHRAUBE	CHF 100,00
--------------------	-----------------------------------------	-------------------

SCHRAUBEN

	Ref. 147VME	• 1 TITANSCHRAUBE FÜR EXTRAGRADE ABUTMENT (für Schraubendreher/Schaft für geneigten Kanal)	CHF 18,00
	Ref. 146VMI	• 1 KUGELFÖRMIGE TITANSCHRAUBE FÜR GENEIGTES ABUTMENT (für Schraubendreher/Schaft für geneigten Kanal)	CHF 18,00
	Ref. 148VCM	• 1 TITANSCHRAUBE FÜR MINI-EXTRAGRADE-ABUTMENT (für Schraubendreher/Schaft für geneigten Kanal)	CHF 18,00
	Ref. VC	• 1 TITANSCHRAUBE FÜR EXTRAGRADE ABUTMENT h2mm	CHF 18,00
	Ref. VM	• 1 TITANSCHRAUBE FÜR EXTRAGRADE ABUTMENT h6mm	CHF 18,00
	Ref. VXL	• 1 TITANSCHRAUBE FÜR EXTRAGRADE ABUTMENT h11,5mm	CHF 18,00

WERKZEUGE

	Ref. 760ACC	SEEGER WERKZEUGSATZ FÜR DIREKTE OT BRIDGE-VERBINDUNG SET INHALT: • 1 SEEGER WERKZEUG 1 (2.8xR0.05) • 1 SEEGER WERKZEUG 2 (2.6x30°)	CHF 65,00
	Ref. 774CHE Ref. 775CLE* (*Long version)	• 1 QUADRATSCHLÜSSEL + HALTER ZUM EINSCHRAUBEN VON OT EQUATOR (QUADRAT 1.25mm) (ZUR VERWENDUNG MIT DREHMOMENTRATSCHHE)	CHF 49,00
	Ref. 774HC	• 1 AUSTAUSCHBARER HALTER	CHF 9,00

WERKZEUGE



Ref. 760CSC

- SCHRAUBENDREHER FÜR ABGEWINKELTEN KANAL FÜR DREHMOMENTREGLER-WINKELSTÜCK (VIERKANT 1,25MM) UND ADAPTER FÜR MANUELLEN DREHMOMENTSCHLÜSSEL

CHF 46,00

Ref. 760CS*

(* Lange Version)



Ref. 760ACC

- 1 SCHRAUBENDREHER MIT SCHAFT Ø 2,35mm FÜR ABGEWINKELTEN KANALADAPTER (MIT MANUELLEM DREHMOMENTSCHLÜSSEL VERWENDBAR)

CHF 65,00



Ref. 760CE

- 1 EQUATOR SCHRAUBENDREHER MIT SCHAFT Ø 2,35MM FÜR CHIRURGISCHES WINKELSTÜCK UND FÜR MANUELLEN DREHMOMENTSCHLÜSSEL UND ADAPTER-HALTER (QUADRAT 1,25MM)

CHF 46,00



Ref. 760CRD-US

- 1 MANUELLER DREHMOMENTSCHRAUBER FÜR OT EQUATOR DREHMOMENTBEREICH : 15-35 NCM - MAX. ERLAUBT 50NCM

CHF 282,00



Ref. 124ICP

- 1 UNIVERSAL-GRIFF

CHF 18,00



Ref. 490IS

- 1 EINSETZER/AUSZIEHER FÜR SEEGER FÜR FESTSITZENDE PROTHESE MIT EINSETZER, AUSZIEHER UND ETUI

CHF 49,00



Ref. 190IS

- 1 EINSETZ- UND PRÜFWERKZEUG FÜR FESTSITZENDE PROTHESEN SEEGER

CHF 21,00

T-BAR MEDIZINISCHER STAHL



Ref. G80A

- 4 VERBINDUNGEN AUS MEDIZINISCHEM STAHL

CHF 38,00



Ref. T20A

- 4 ZYLINDER AUS MEDIZINISCHEM STAHL

CHF 14,00



Ref. T20Ai

- 4 RETENTIONSZYLINDER AUS MEDIZINISCHEM STAHL

CHF 19,00

T-BAR TITAN



Ref. G80T

- 4 VERBINDUNGEN AUS TITAN

CHF 44,00



Ref. T20T

- 4 ZYLINDER AUS TITAN

CHF 24,00



Ref. T20Ti

- 4 RETENTIONSZYLINDER AUS TITAN

CHF 28,00

T-BAR WERKZEUGE



Ref. T-APLUS

- 2 ADAPTER T-BAR

CHF 56,00

FESTSITZENDE PROTHESE OT BRIDGE

ERSATZTEILE

	Ref. RMTSFEQ	• 1 BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE NEIGUNG 15° Ø 3,5mm	CHF 64,00
	Ref. RMTEG15SF	• 1 BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE NEIGUNG 15° Ø 4,0mm	
	Ref. RMTSEG	• 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE Ø 3,5mm	CHF 34,00
	Ref. RMT40SEG	• 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE Ø 4mm	
	Ref. RMT50SEG	• 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE Ø 5mm	
	Ref. RMMSEG	• 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER MINI EXTRAGRADE Ø 3mm	CHF 34,00
	Ref. RMM40SEG	• 1 TITAN-BRÜCKENPFEILER MINI EXTRAGRADE Ø 4mm	
	Ref. GCMR	• 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR GENEIGTEN BRÜCKENPFEILER Ø 3,5mm	CHF 18,00
	Ref. GCMR4	• 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR GENEIGTEN BRÜCKENPFEILER Ø 4,0mm	
	Ref. GC	• 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR TITAN-BRÜCKENPFEILER Ø 3,5mm	CHF 14,00
	Ref. GC4	• 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR TITAN-BRÜCKENPFEILER Ø 4mm	
	Ref. GC5	• 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR TITAN-BRÜCKENPFEILER Ø 5mm	
	Ref. GMM	• 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR MINI TITAN-BRÜCKENPFEILER Ø 3,5mm	CHF 14,00
	Ref. GMM4	• 1 AUSBRENNBARE HÜLSE FÜR MINI TITAN-BRÜCKENPFEILER Ø 4mm	
	Ref. MTFP	• 1 TITAN-ABUTMENT MIT SEITLICHEN LÖCHERN FÜR PROVISORISCHE KUNSTSTOFFBRÜCKE MIT DRAHTVERSTÄRKUNG h1,8 mm (NUR VERFÜGBAR MIT Ø 3,5mm)	CHF 34,00
	Ref. MTB30FP	• 1 TITAN-ABUTMENT MIT SEITLICHEN LÖCHERN FÜR PROVISORISCHE KUNSTSTOFFBRÜCKE MIT DRAHTVERSTÄRKUNG h3 mm (NUR VERFÜGBAR MIT Ø 3,5mm)	
	Ref. HR800	• 1 GEBOGENER SPEZIALTITANDRAHT OHNE RÜCKDEHNUNG Ø 1,0mm	CHF 9,00
	Ref. MEG40C	• 1 AUSBRENNBARER BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE Ø 4,0 mm MIT BOHRUNG	CHF 33,00
	Ref. RMCEG15SF	• 1 AUSBRENNBARER BRÜCKENPFEILER EXTRAGRADE OHNE BOHRUNG <i>ERHÄLTLICH NUR MIT Ø 4,0mm</i>	CHF 33,00
	Ref. SM6	• 6 SEEGER, WEISS MIT GRIFF (STANDARD-DICHTUNG)	CHF 35,00
	Ref. SRM6	• 6 SEEGER, PINK MIT GRIFF (SOFT-DICHTUNG)	CHF 35,00
	Ref. 022RGO	• 3 AUSBRENNBARE VERBINDUNGEN	CHF 9,00
	NEW Ref. FST1	• 1 SEEGER WERKZEUG 1 (2.8xR0.05) FÜR DIREKTE OT BRIDGE-VERBINDUNG	CHF 141,00
	Ref. FST2	• 1 SEEGER WERKZEUG 2 (2.6x30°) FÜR DIREKTE OT BRIDGE-VERBINDUNG	
	Ref. FSS	• 1 WERKZEUG ZUM POLIEREN DES SEEGER-GEHÄUSES	CHF 65,00
	Ref. OC	• 1 OT CEM (SET INHALT: 1 ZWEIKOMPONENTEN-SPRITZE mit 5 ml, 10 SPITZE MIT MISCHFUNKTION)	CHF 61,00
	Ref. TOC	• 10 SPITZE MIT MISCHFUNKTION	CHF 14,00

Wissenschaftliche Ausbildung



Es werden verschiedene Ansätze für die Zahnmedizin vorgeschlagen, von traditionellen Techniken bis hin zu den fortschrittlichsten digitalen Lösungen.


Live Kurse



Der chirurgisch-prothetische Prozess in allen seinen Phasen, ein hervorragendes Instrument für das Erlernen neuer Protokolle.



Forschung und Entwicklung



Innovation und Forschung in Zusammenarbeit mit zahlreichen Universitäten, sowohl italienischen als auch ausländischen.

Rhein83 Akademie



Konferenzen, Veranstaltungen und praktische Kurse, die Fachleute aus der ganzen Welt zur Fortbildung in festsitzender und herausnehmbarer Prothetik einladen.



Rhein83
Kurs-Kalender



Rhein83
wissenschaftliche Literatur



Rhein83
Klinik-Videos



RHEIN83

Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA (ITALY)

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396
Fax (+39) 051 245238

Distributor

PRAXIS
LABOR
SERVICE  **FOLGER**

Folger GmbH
Zelgstrasse 2
8280 Kreuzlingen, Schweiz
Telefon: +41 (0) 71 672 58 68
Telefax: +41 (0) 71 672 58 70
E-Mail: info@folger-gmbh.ch
Internet: www.folger-gmbh.ch

