

## Vertex Dental VERTEX STARTERPAKET!

Das Vertex™ ThermoJect 22 ist ein Injektionsgerät, mit dem der Zahntechniker einfach, effizient und schnell injizieren kann.

Die Temperatur von 290°C wird in nur 8 Minuten erreicht. Das Aufheizen der Kartusche und des eigentlichen Injektionsmaterials erfolgt vollautomatisch.

Präzise Temperatur- und Druckwerte stellen sicher, dass der Zahntechniker reproduzierbare Ergebnisse erzielt.

Beachten Sie außerdem die vielen Vorteile des ThermoSens Granulats, unter anderem das geringe Allergierrisiko, einfache und schnelle Verarbeitung, kein Volumenverlust, die gute Feuchtigkeitsresistenz etc.



### Das Starterpaket beinhaltet:

- ThermoJect 22 Injektionsgerät
- 1 x Vertex Thermo flow → Isolier-Liquid 1000 ml
- 1 x Vertex Thermo fusing liquid → Reparatur-Liquid 30 ml
- 1 x Thermo Flask → Küvette
- 1 x ThermoSens Rigid à 400,00 g (Farbe nach Wahl)
- 1 x ThermoSens Cartridge lang leer (Pack à 100 Stück)



**Starter-Paketpreis CHF 5.170,00 netto**

Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an  
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder E-Mail: [info@folger-gmbh.ch](mailto:info@folger-gmbh.ch)

|                                                                                                                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Starterpaket ThermoJect 22</b><br><b>- Injektionsgerät inkl. Zubehör -</b><br><br>zum Paketpreis <b>CHF 5.170,-</b> | Ansprechpartner:<br><br>Datum:<br><br>Praxisstempel: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer/Versand, gültig ab 01.05.2025 bis auf Widerruf. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler etc. vorbehalten. Der Umtausch von sterilen Produkten ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe [www.folger-gmbh.ch](http://www.folger-gmbh.ch). Weitere Angebote und Varianten aus unserem Produktportfolio erhalten Sie gerne auf Anfrage. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen von Reparaturaufträgen und Angeboten für Neugeräte finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen unter [www.folger-gmbh.ch/kontakt/datenschutz](http://www.folger-gmbh.ch/kontakt/datenschutz)

**Fax: +41 (0) 71 672 58 70 · [info@folger-gmbh.ch](mailto:info@folger-gmbh.ch)**